

Centuris™ Yatak

Kaliteli bakım için ekonomik ve mükemmel bir çözüm



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers®

Hill-Rom



Yüksek standartları karşılayan temel özellikler



Dünya çapındaki tüm sağlık kuruluşları için güvenli, etkili ve rahat bir bakım ortamı sunmak yaşamsal önem taşır.

Modern sağlık kuruluşlarının gittikçe artan taleplerini karşılamak amacıyla, hastane yataklarının bir dizi temel işlevi yerine getirirken, hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlaması da gerekir.

Güvenilir ekipmanlara yatırım yapan sağlık kuruluşları da, maliyeti yüksek kaza risklerini azaltabilir ve olası davaların önüne geçebilir. Bu nedenle Hill-Rom, kaliteden ödün vermeksizin temel özellikleri bir araya getirerek optimum değeri sunmak üzere özel olarak tasarlanmış Centuris Yatağı gururla sunar.

Centuris, yetişkinlere yönelik hastane yataklarının temel güvenlik ve performansına ilişkin en yeni uluslararası standart olan IEC/EN 60601-2-52 ile uyumludur. Bu nedenle Centuris Yatağı, güvenlik, dayanıklılık ve kullanılabilirliğe ilişkin en yüksek gereksinimleri karşılar.

Centuris,
en yeni uluslararası
standart olan
IEC/EN 60601-2-52 ile uyumludur.


Hastalar ve sađlık alıřanları iin temel gvenlik zmleri

Hasta gvenliđi, her sađlık alıřanının bařlıca nceliđidir. Centuris'in bir dizi zelliđi ve ergonomik tasarımı daha gvenli hasta mobilizasyonu ve sađlık alıřanı iin kolay kullanım olanađı sađlar.



Daha gvenli yatıř ve kalkıř

Centuris Yatađın paralı yan korkuluklarının dengesi ve ergonomik tasarımı, daha gvenli řekilde yatıř ve kalkıř imkanı tanır. Bylece sađlık alıřanlarının iř yk ve hastanın dřme riski azalır.



Hastalara anında eriřim

Yan korkuluklar, hızlı ve kolay bir hamlede serbest bırakma kolu kullanılarak tek el hareketiyle sorunsuz ve hızlı bir řekilde kumanda edilebilen yavař salınım sistemli bir alaltma mekanizmasına sahiptir. Yan korkuluklar, hastayı rahatsız etmeksizin alaltılır. Gnlk kullanım ve acil durumlar iin ideal bir zelliktir.

Anında ıkartılabilen yatak bařı panosu, entbasyon gibi acil durum prosedrleri iin hastanın bař kısmına hızlı eriřim sađlar.

En az indirilmiř yatak ii sıkıřma riski

Centuris; yatađın kendisi, řiltesi ve yan korkulukların yanı sıra serum askılıđı gibi aksesuarlar arasında da maksimum uyumluluđu sađlayarak hastanın sıkıřması ve dřmesi ile ilgili riskleri azaltacak řekilde tasarlanmıřtır.

Hasta gvenliđi, uluslararası gvenlik standardı IEC/EN 60601-2-52 ile tam uyumluluk yoluyla byk lde geliřtirilmiř ve garanti altına alınmıřtır.





Düşme riskinin azaltılmasına yardımcı olur

Centuris Yatağın parçalı korkulukları, tüm pozisyonlarda tam yanıl koruma sağlayacak şekilde yatakla birlikte hareket eder. Hastalar, güvenliklerinden ödün verilmeksizin en rahat pozisyona kolayca getirilebilmektedir.

Kavranması Kolay Yan Korkuluklar

Yan korkuluklar, yatak farklı pozisyonlara getirildiğinde bile, her zaman hastaların güvenliğini koruyacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Hastalar yatak içinde dönerken, pozisyonlarını düzeltirken veya yataktan kalkarken destek almak amacıyla, güvenli bir şekilde ve daha az yardımla korkulukları kullanabilirler.

Hastaların mobilizasyonu iyileşme sürecini hızlandırır

Sezgisel kontroller

Açık şekilde resmedilen simgeler, tüm yatak kontrollerine kolay erişim ve sağlık çalışanlarına güvenli çalışma koşulları sağlarken, hastanın pozisyonunun değiştirilmesini kolaylaştırır. Minimum ölçüde hasta ve hizmet içi çalışan eğitimi gerekir. Hasta tarafından kumanda edilebilen kontroller, daha fazla hareketlilik ve rahatlık için otonomiyi geliştirir.

Bakım protokolü uyumluluğu geliştirildi

Baş kısmındaki yan korkuluklar üzerinde bulunan okunması kolay aç göstergeleri, yatak başı yüksekliğinin 30°-45° aralığındaki tam açısını vurgulayarak sağlık çalışanlarına bakım protokollerini uygulama konusunda yardımcı olur.

Ayak kısmındaki yan korkuluk üzerinde bulunan göstergeler, Trendelenburg ve Ters-Trendelenburg açılarını gösterir.





Dayanıklılık hedefli tasarım ve imalat

Centuris Yatak, maksimum dayanıklılık için tasarlandı, üretildi ve test edildi. Tüm Hill-Rom yataklarında yapıldığı gibi üretim sürecinin her bir aşamasında ağır testlerden geçti. Hastane yatakları için en yeni uluslararası güvenlik standardı IEC/EN 60601-2-52 ile tamamen uyumludur.

Hill-Rom® standartlarını karşılamak üzere test edildi

Centuris Yatak IEC/EN 60601-2-52 ile uyumlu olmakla kalmaz, bu standardın ötesinde özelliklere sahiptir. Yönetmelik gereksiniminin 1,3 katı olan 3,04 milyon kg* dan fazla kümülatif yükte test edilmiştir.

Centuris, kurumunuz için anlamlı bir yatırım olmasının yanı sıra hastalarınıza ve sağlık çalışanlarına yıllar boyunca dayanıklı ve güvenilir bir hizmet sunar.


* Kümülatif yük, her bir test protokolünde belirlenen döngü sayısı ile çarpılan 'kg başına' yükü ifade eder.



Basitleştirilmiş teknik bakım onarım

Centuris Yatak, ana bileşenlere kolay erişim yoluyla teknisyenlerin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde düzenli bakım yapabilmesi için tasarlandı.

Bu fırsat Hill-Rom'un alandaki kapsamlı deneyimiyle birleştğinde, kurumunuz yatırımdan optimum geri dönüş elde edecektir.



Tasarımdan kullanıma ağır test işlemleri

Centuris Yatağın genel işlevselliğinden emin olmak amacıyla, ürün geliştirme sürecinin doğrulama ve onaylama aşamalarında bir dizi ağır test uygulanmaktadır.

Hill-Rom, hastaların erken mobilizasyon ve bağımsızlığının desteklenmesinin, hastane ve ev ortamında hayat kalitesini arttırdığına inanır.

Bu belge yalnızca sağlık çalışanlarının kullanımına yöneliktir. Bu broşürde gösterilen tıbbi cihazlar, sağlık kuruluşlarının tüm bölümlerindeki yetişkin hastalarda kullanım amaçlıdır.

CE Tıbbi cihazlar bu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi sağlık ürünleridir. 93/42/EEC sayılı EC yönetmeliğinin temel gereklilikleriyle uyumludur. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Avrupa temsilciliği: Hill-Rom SAS – B.P. 14-Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - Fransa

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hill-Rom'un verdiği tek garanti ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.

©2013 Hill-Rom Services, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bel. No: STR133301-01

Sipariş vermek veya bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Hill-Rom temsilcinizle görüşün veya şu web sayfasını ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Hill-Rom, Völker ve Liko, yaklaşık 80 ülkede 7.000'den fazla çalışanıyla dünya lideri tıbbi teknoloji firması olan Hill-Rom'un ürün markalarıdır. Bakım kalitesinin ve sağlık çalışanlarının üretkenliğinin artırılmasına odaklanarak, müşterilerimize hasta bakımı ve mobilizasyonuna yönelik bütünsel bir çözüm sunuyoruz. Hill-Rom ürün markaları, tüm dünya çapında tek bir misyona ulaşmak için çalışır: hastaların ve sağlık çalışanlarının kazanımlarını geliştirmek.

