



TRAVMA SEDYESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

STANDART ÖZELLİKLER:

- 81,3x210, 8 cm sedye dış boyutları (korkuluklar aktif)
- 66x190,5 cm yatma yüzeyi
- Sedye altına saklanabilen korkuluklar
- Hidrolik yükseklik ayarı (61-95,9 cm)
- Manuel sırt açısı ayarı (0 -90)
- Hidrolik Trendelenburg/ Ters trendelenburg ayarı -18 /+18
- X ışını geçirgen yatma yüzeyi
- Baş ve ayak kısmında fren/hareket pedalları
- Yeni nesil seyir sistemi (manevra ve seyir amaçlı beşinci tekerlek)
- 203 mm tekli tekerlekler
- 317,5 kg taşıma kapasitesi
- Sedye için 7,6 cm kalınlığında özel şilte

OPSİYONLAR :

- El freni
- Yatağa entegre üç aşamalı serum askılığı
- Yatağa entegre ittirme kolları
- 10 ve 13 mm kalınlığında özel şilteler