

Viking™ M mobil lift

Eksiksiz bir lift sistemi



Viking M mobil lift, en zorlu hasta taşıma gerekliliklerini karşılarken dar alanlarda bile kolayca hareket ettirilebilir. Düşük ağırlığına rağmen bu dayanıklı alüminyum liftin kaldırma kapasitesi 205 kg'dır.

Özellikleri ve avantajları

Bilgilendirici kontrol kutusunda lift döngüsü sayısı, pil seviyesi, lifte binen fazla yük ve servis göstergesi görüntülenir

Sağlık çalışanlarına yönelik isteğe bağlı hızlı açılabilen kanca sistemiyle askı çubuğu hızlıca ve kolayca değiştirilebilir veya bir tartı takılabilir

İsteğe bağlı kolçaklar hareket sırasında hastaları destekler ve sağlık çalışanlarının lifti hareket ettirmesine yardımcı olur

Üç değişik yükseklik ayarı farklı kaldırma durumlarına uyum sağlar

Sezgisel ve ergonomik tasarımlı uzaktan kumandada düşük pil seviyesi göstergeleri ve liftin Güvenli Çalışma Yüğü aşıldığında uyarı veren göstergeler bulunur

Askılar, askı çubukları ve tartılar da dahil olmak üzere çok çeşitli aksesuarlar mevcuttur

Viking M mobil lift



Uzaktan kumanda



Dahili pil ve kontrol kutusu

Teknik Özellikler

Maksimum yük	205 kg
Ağırlık	33 kg
Yükseklik	1340 - 2020 mm
Koruma sınıfı	IPX4
Uzaktan kumandanın koruma sınıfı	IPX4
Aski çubuğu seçenekleri standart	Universal 450 Slingbar 450 mm
isteğe bağlı	Mini Slingbar 220 Universal Slingbar 350 Universal TwinBar 670 Çapraz çubuklar
Taban yükseklik	105 mm
uzunluk	1230 mm
genişlik	690 - 1110 mm
genişleme	elektrikli
Tekerlekler ön	75 mm çift bant
arka	75 mm çift bant
Malzeme	alüminyum
Acil durum kaldırma	elektrikli
Acil durum indirme	manuel ve elektrikli

Kaldırma hızı (yüksüz)	36 mm / sn
Kaldırma aralığı	1270 mm
Maksimum kaldırma yüksekliği	1790 mm
Ses seviyesi	46 dbA
Pil	kurşun asitli jel
Şarj cihazı	dahili
Kontrol Kutusu sesli düşük pil sinyali	<%25 güç kaldığında
servis bilgileri	görüntülenir
lift sayacı	görüntülenir
fazla yük göstergesi	görüntülenir*
pil gücü göstergesi	görüntülenir*
Uzaktan kumanda	kablolu
Ürün numarası	2040045

*ayrıca uzaktan kumandada da görüntülenir

Hill-Rom dünya genelinde yaklaşık 10.000 çalışanıyla önde gelen bir global tıbbi teknoloji şirkettir. Beş ana alanda klinik ve ekonomik kazanımları iyileştiren hasta bakımı çözümlerine odaklanarak 100'den fazla ülkede sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Mobiliteyi Artırmak, Yara Bakımı ve Önleme, Klinik İş Akışı, Cerrahi Güvenlik ile Etkililik ve Solunum Sağlığı. Hill-Rom çalışanları, programları ve ürünleri dünya çapında tek bir misyona ulaşmak için çalışır: Hastaların ve sağlık çalışanlarının kazanımlarını geliştirmek.

Viking M; temel olarak sağlık hizmeti, yoğun bakım ve rehabilitasyon alanlarında kullanım için tasarlanmış, çok yönlü bir lifttir.

Sınıf I

Üretici: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, İsveç

Bu tıbbi cihaz, söz konusu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi bir sağlık ürünüdür. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un verdiği tek garanti, ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bel. No: 5TR183307-02, 28 Ekim 2016