

Compella™ Bariatrik yatak



Özellikler ve Faydalar

Standart hastane yatağında, obez hasta ihtiyaçlarına uygun bakım sağlar.

Yatağın genişliğini ve boyunu tek tuşa basarak ayarlayan kumandalar hasta bakıcı iş yükünü azaltır.

Etkin ve kullanımı kolay SlideGuard™ teknolojisi ile hastanın yatakta kayması engellenir.

Baş kısmı aç göstergesi ve alarmı ile optimal hasta bakımı sağlanır.

Sağlam korkuluklar, alçak yatak pozisyonu, şilte söndürme fonksiyonu ve ergonomik kontroller hastaya güvenli bir şekilde ve minimum yardım ile yatıp kalkma olanağı verir.

Yatağa entegre tartı sağlık personeline hastanın ağırlığını kolaylıkla ölçme imkanı sağlar.

Compella Obez Yatađı



Tek düğmeli genişleme



Opsiyonel: IntelliDrive XL



Point-of-Care™ Hasta bakıcı kontrolü



Optional: Hasta kontrol kumandası

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Güvenli çalışma ağırlığı | 500 kg |
| Hasta ağırlığı | 113-454 kg |
| Yükseklik ayarı | 47-68 cm |
| Taşıma yüksekliği | 43 cm |
| Koruma sınıfı | IPX4 |
| Yatak açıları | |
| Baş kısmı | 0-48° |
| Diz kısmı | 0-16° |
| Ters Trendelenburg/ Trendelenburg | +9°/-9° |
| Yatma yüzeyi genişliği | 102-127 cm |
| Dıştan dışa genişlik | |
| Minimum | 109 cm |
| Maksimum | 135 cm |
| Yatma yüzeyi uzunluğu | 203-224 cm |
| Dıştan dışa uzunluk | |
| Minimum (ayak kısmı kısaltılmış) | 231 cm |
| Maksimum (ayak kısmı uzatılmış) | 256 cm |

Şilteler

- Sünger şilte
- Terapi şiltesi
- Pulmoner şilte

Tekerlekler

4 x 150 mm
çift izli

Kontroller

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Standart | hasta ve bakıcı kontrolleri |
| Opsiyonel | hasta pendantı |

