

Primo™

Hastanın hareketlerine ve pozisyonuna yanıt veren, kullanımı kolay, otomatik ayarlama yapabilen terapi şiltesi



Özellikleri ve yararları

- Özellikle basınç ülserlerini önleme ve tedavi için tasarlanmıştır
- Hill-Rom I-mmersion™ Therapy hassas dokulardaki kompresyonu ciddi oranda azaltırken basıncı otomatik olarak daha büyük bir yüzeye yeniden dağıtır
- Dahili I-mmersion sensörü daima mümkün olan en düşük arayüz basınçlarının sağlanması için hava yastıklarının basınçlarını otomatik olarak ayarlar
- Kompakt ve hafif hava tedarik ünitesi son derece sessizdir, titreşim yaratmaz ve kullanıcı dostu bir cihazdır
- Tek dokunuşla P-MAX özelliği hasta pozisyonlandırması ve transferine yardımcı olmak için hızlı şişme sağlar

Primo

Dinamik düşük basınç tedavi sistemi

Hill-Rom'un Primo şilte replasman sistemi, sürekli düşük basınç yeniden dağıtımı sağlayarak, düşük ila orta düzeyde riskli yetişkin hastalarda basınç ülserlerinin önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur.

Basınç yeniden dağıtımının düzeyi, her hastanın boyutuna, kilosuna, morfolojisine ve pozisyonuna göre hava yastıklarının basınçlarını ayarlayan dahili I-mmersion sensörü tarafından sürekli ve otomatik olarak düzenlenir.

Aynı hava tedarik ünitesine bağlanan ancak yatak dışındayken korumayı devam ettirmek için kullanılabilen Refleks oturma minderleri eklenerek 24 saat basınç ülseri yönetimi sağlanabilir.



Teknik Spesifikasyonlar

Şilte

Uzunluk	200 cm
Genişlik	90 cm
Genişlik (dar versiyon)	77 cm
Yükseklik	16 cm
Ağırlık	8,4 kg

Kontrol Ünitesi

Uzunluk	29 cm
Genişlik	15 cm
Yükseklik	12 cm
Ağırlık	3,5 kg

Güvenli Çalışma Yüğü

250 kg

(Maksimum Hasta Ağırlığı)

Kılıf materyali

Polyester materyal üzerinde poliüretan kaplama, 360° fermuarlı, kaynaklı dikişler, düşük sürtünme, iki yönlü esneme, nem buharı geçirebilir, bakteriyostatik, fungistatik ve antimikrobiyal. Silerek temizlenebilir ve yıkanabilir. Klorür bazlı temizleme solüsyonları kullanılabilir (≤ 1000 ppm).

Hill-Rom 100'ün üzerinde ülkede 7000'den fazla çalışanıyla önde gelen küresel bir tıbbi teknoloji şirkettir. Beş ana alanda klinik ve ekonomik sonuçları iyileştiren hasta bakımı çözümlerine odaklanarak sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz:

Mobilitiyi Artırmak, Yara Bakımı ve Önleme, Klinik İş Akışı, Cerrahi Güvenlilik ve Etkililik ve Solunum Sağlığı. Hill-Rom bünyesindeki kişiler, programlar ve ürün markaları bir tek göreve odaklanmaktadır: **Her gün, dünyanın her köşesindeki hastalarımız ve bakıcıları için sonuçları iyileştiriyoruz.**

Tüm ürünler/seçenekler tüm ülkelerde mevcut değildir. Bu ürün veya bir hizmet konusunda daha fazla bilgi için lütfen yerel Hill-Rom temsilciniz ile iletişim kurun veya internet sayfamızı ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Bu belge yalnızca sağlık uzmanlarının kullanımına yöneliktir. Bu broşürde gösterilen tıbbi cihazlar, sağlık kuruluşlarının bölümlerindeki hastalarda kullanım amaçlıdır.

CE Bu tıbbi cihazlar CE işaretine sahiptir ve tüm geçerli yönetmeliklere uygundur. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Medikal Yataklar/Şilteler Üreticisi:

Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédécine, 34195 Montpellier Cedex 5, France
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner, Fransa (ayrıca Avrupa Temsilcisi)
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten, Almanya
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006, ABD
Lift üreticisi: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, İsveç

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un verdiği tek garanti ürünlerinin satış veya kiralınmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bel. No: 5TR119304-01, 25 Mart 2015

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom