

Otomatik ayarlı, etkin ve güvenilir basınç ülseri önleyici



- Sıcaklığa duyarlı Viskoelastik sünger
- Vücut şeklini alır ve arayüz basıncını azaltır
- Olağanüstü rahatlık ve uzun ürün ömür
- Kaynak dikişli entegre taşıma saplı kılıf
- Temizlemesi kolay ve olağanüstü hijyenik
- Hasta güvenliğini sağlayan ve yataktan çıkışı kolaylaştıran yüksek yoğunluklu yan kenarlar
- Çoğu farklı model yatağa uyar ve yatağın farklı konumlarına uyum sağlar

Hill-Rom® NP150 Viskoelastik Sıcaklığa duyarlı, Viskoelastik sünger şilte

Hill-Rom®

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom® NP150 Viskoelastik Sıcaklığa duyarlı, Viskoelastik sünger şilte



“Memory Foam” ile tasarlanmış olan Hill-Rom® NP150 Viskoelastik şilte, basınç ülserlerini önlemeye yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Sıcaklığa duyarlı Viskoelastik sünger hastanın vücut şekline uyum sağlayarak tüm pozisyonlarda ağırlığı eşit şekilde dağıtırken vücudun şeklini alarak hastanın konforunu artırır ve basıncı tekrar dağıtır. Çoğu farklı model karyola üzerinde kullanılabilir ve tüm yatak pozisyonlarında uyumludur.

Su geçirmez ancak buhar geçiren, her yöne esneyebilen, bakteriyostatik ve fungistatik poliüretan kılıf şilteyi tamamen kapattığı için şiltenin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolaydır. Böylece hastalar ve bakıcılar için maksimum hijyen sağlanır.

Teknik Veriler

Şilte (özel boyutlar mevcuttur):

Uzunluk.....	198 cm
Genişlik.....	85 cm veya 90 cm
Yükseklik.....	14 cm
Ağırlık.....	8,8 kg
Yoğunluk:.....	55 kg/m ³

Performans:

Hill-Rom, sünger için 5 yıllık performans garantisi ve kılıf için 4 yıllık performans garantisi verir. Verilen garantinin ayrıntıları için lütfen Hill-Rom tarafından sağlanan sünger için garanti şartları ve koşulları işlemine başvurun.

Terapötik Ağırlık Limiti 150 kg

Dezenfeksiyon:

Kılıf 1000 ppm hipoklorür solüsyonla silinerek dezenfekte edilir

Standartlarla uyum:

BS 7177: 1996 : TR 597 1&2, GPEM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Hill-Rom NP150 Viskoelastik şu özelliklere sahiptir:

X ışını geçirir ve lateks içermez

CE Sınıf 1 tıbbi cihaz için MDD 93/42/EEC

Hill-Rom® NP150 Viskoelastik 3 değişik boyda temin edilebilir

Standart boyut: 198 cm

+9 cm +18 cm

1

2

Lütfen daha detaylı bilgi için Hill-Rom® temsilcinizle irtibat kurun.

Hill-Rom®

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211 16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig)	+41 (0)21 706 21 38

Österreich	+43 (0)2243 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
Iberia	+34 (0)93 6856000
Nordic Countries	+46 (0)20 78 10 30
Export	Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom® haber vermeden tasarım, spesifikasyonlar ve modellerde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom®'un verdiği tek garanti ürünlerinin satışı veya kiralınması durumunda verilen yazılı garantidir.
© 2012 Hill-Rom® SARL, TÜM HAKLARI SAKLIDIR